

# ALCHEM

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

® **ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.** 87-100 Toruń, ul. Polna 21, Polska  
tel. +48 56 655 05 49 fax +48 56 623 41 04 e-mail: [alchem@alchem.com.pl](mailto:alchem@alchem.com.pl)

PVM mokėtojo kodas: **PL5272355435** Įmonės kodas: **017381150**  
A/s: LT944010042200107391, AB DnB Nord Bankas, Kodas 40100  
**Mus Vienija Chemija...** [www.alchem.com.pl](http://www.alchem.com.pl)


**TARPTAUTINIS LABORATORIJŲ APTARNAVIMO TINKLAS**

**Benchmark**  
Scientific

**Roto-Bot™**  
PROGRAMMABLE ROTATORS

## Pristatome programuojamą 360° rotatorių RotoBot ir RotoBot Mini iš Benchmark

RotoBot™ besisukantys maišytuvai / rotatoriai yra funkcionalūs ir pasižymi pažangia ir paprasta programavimo galimybe, kuri toli pranoksta, įprastus laboratorinius rotatorius. Su skaitmeniniu greičio kontrolės ir daugiau nei 10 darbo režimų RotoBot, sukimo, maišymo ir vibruojantys veiksmai pakeis kelis laboratorinius prietaisus Jūsų laboratorijoje, sutaupys vietos ir laiko. Be to, šie veiksmai gali būti derinami iš eilės naudojant C1 ir C2 klasių "Programuojamas režimas", teikiant vartotojui plačias programavimo galimybes atitinkiančias naudotojo poreikius. Ši rotatorių galima naudoti kaip purtyklę su specialia platforma ir Benchmark.



**ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.**  
**Pabaltijo Šalių Regionas**  
Vilnius, Lietuva

**ISO 9001:2008**  
[vilnius@alchem.com.pl](mailto:vilnius@alchem.com.pl)  
tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555

## Rotaciniai režimai:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	--	C1 C2	PP*	Key:
										Custom Mode	Platform Rocking Mode	

## Privalumai

- Išplėstinis programavimas su vairiais sukimosi režimais.
- Nustatoma pilna 360° rotacija, arba nutraukiam rotacija su pauzėmis ir maišymo intervalais.
- Lėtas sukimas su energingais pamaišymais.
- Nebijo vėsių patalpų ir galima statyti į inkubatorių.
- Galima tvirtinti mėgintuvėlius nuo 1,5 iki 50 ml.
- Neprivaloma arkliukas platforma.
- Šiam rotatoriui galima papildomai užsisakyti platformą ir jis atliks purtyklės funkciją.
- 



## Techniniai parametrai

<b>Greitis:</b>	Reguliuojamas, nuo 1 iki 80 aps./min.
Talpa, R4040:	6 x 50, 10 x 15, arba 60 x 1.5ml
Talpa, R4045:	12 x 50, 22 x 15 arba 84 x 1.5ml
Laikmatis:	1 s iki 99hr. 59 min / pastovus
Darbinė veikimo temperatūra	Nuo +2°C iki +70°C
Išmatavimai:	29 x 13.7 x 19.9cm (R4040)
PxGxA	41 x 13.7 x 19.9cm (R4045)
Svoris	1.80kg (R4040) 2.27kg (R4045)
Garantija	24 mėnesiai

**Alchem Grupa Sp. z o.o.**

**Pabaltijo Šalių Regionas  
Vilnius, Lietuva**

**e-mail: [vilnius@alchem.com.pl](mailto:vilnius@alchem.com.pl)**

**tel.: +370 614 07037**

**fax: +370 5 2713100**

**ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.**

**Pabaltijo Šalių Regionas**

Vilnius, Lietuva

**ISO 9001:2008**

**[vilnius@alchem.com.pl](mailto:vilnius@alchem.com.pl)**

tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555