



Naujas drumstomatis TL2310 LED Turbidimeter, ISO, 0 - 1000 NTU



Patobulintas ir intuityvus dizainas

Į TL23 serijos "didelis spalvotas lietimui jautrus ekranas ir intuityvi vartotojo sąsaja pagreitina ir palengvina nustatymo, kalibravimo ir matavimo darbus. Vartotojui draugiška ir paprasta sąsaja suteiks pasitikėjimo savo rezultatais.

Protingas prietaisas patikimam matavimui

TL23 serija užtikrina stabilius rodmenis ir tikslią analizę pagal užfiksuotus drumstumo rodmenis, kai prietaisas aptinka mėginio stabilumą. Šis kokybės žingsnis pašalina subjektyvumo ir pakartotinių matavimų poreikį.

Paprasta naudoti. Lengva būti teikiam

TL23 serija suteikia viską, ko reikia po ranka. Su USB jungtimi lengvam duomenų eksportui, mėginio identifikavimas ir atsekamumas, savarankiška diagnostika kokybės užtikrinimui, Hach® leidžia lengvai būti teisiam.



Pagrindiniai parametrai ISO TL2310:

- Matavimo metodas: Nefelometrinis
- Reguliavimo standartų: atitinka ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 ir NFT 9033 reikalavimus
- Ekranas: spalvotas jutiklinis ekranas 17.8 mm,
- Šviesos šaltinis: LED, šviesos bangos ilgis 860 +/- 30 nm
- Vienetai: FNU ir NTU
- Matavimo diapazonas: NTU / FNU: 0-1000
- Jungtis: USB
- Sąsaja: 2 USB-A
- Sertifikatai: CE, KC, RCM



Daugiau informacijos

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Pabaltijo Šalių Regionas

Vilnius, Lietuva

e-mail: vilnius@alchem.com.pl

tel.: +370 614 07037

fax: +370 5 2713100

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

Pabaltijo Šalių Regionas

Vilnius, Lietuva

ISO 9001:2008

vilnius@alchem.com.pl

tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555