



ES serijos esikatoriai

Nauji, patobulinti esikatoriai serijos EP Laboplay pasižymi moderniu dizainu, kuriuos galima rinktis iš keturių galimų dydžių. Šie natūralios konvekcijos esikatoriai yra naudojami apsaugoti jautrius drėgmei mėginius.



Techniniai duomenys

- pagaminta iš skaidraus akrilo, kas leidžia matyti mėginius viduje esikatoriaus.
- turi specialų užraktą spaudimą, kuris pritraukia duris ir žymiai padidina sandarumą
- tikslus Termo-higrometras, kuris gali būti lengvai nuimtas.
- reguliuojamo aukščio kojėlės, leidžia pritaikyti prie nelygaus paviršiaus
- su 3 arba 4 kilnojamojo akrilo lentynomis su skylutėmis oro cirkuliacijai kameroje.
- Natūrali oro konvekcija kameroje

Komplektacija

- Termo-higrometras
- lentynos, pagaminti iš skaidraus akrilo - modelis EI 20P - 3 vnt., kiti modeliai - 4 vnt.
- Vonelė iš higroskopiškos medžiagos
- silicio gelio džiovavimo indikatorius 0.5KG

Modelis	Išoriniai matmenys PxGxA [mm]	Vidiniai matmenys PxGxA [mm]	Talpa L	Svoris [kg]
E 20P	264x294x385	250x250x350	21.9	5.7
E 50P	334x364x535	320x320x500	51.2	9.9
E 75P	384x414x585	370x370x550	75.3	12.6
E 100P	434x464x635	420x420x600	105.8	15.3

Papildoma įranga:

- Nerūdijančio plieno lentynos
- Slėginis užraktas su raktu



- Vandens vonelės
- Vandens vonelės su purtymu
- Vandens vonelės plazmai
- Vandens vonelės aliejui
- Vandens vonelė butirometrams
- Laboratoriniai džiovintuvai
- Termostatai
- Cirkulatoriai
- Esikatoriai
- Ultratermostatai

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Pabaltijo Šalių Regionas

Vilnius, Lietuva

e-mail: vilnius@alchem.com.pl

tel.: +370 614 07037

fax: +370 5 2713100

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

Pabaltijo Šalių Regionas

Vilnius, Lietuva

ISO 9001:2008

vilnius@alchem.com.pl

tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555