

# ALCHEM

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

® **ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.** 87-100 Toruń, ul. Polna 21, Polska  
tel. +48 56 655 05 49 fax +48 56 623 41 04 e-mail: [alchem@alchem.com.pl](mailto:alchem@alchem.com.pl)

PVM mokėtojo kodas: **PL5272355435** Įmonės kodas: **017381150**

A/s: LT944010042200107391, AB DnB Nord Bankas, Kodas 40100

**Mus Vienija Chemija...** [www.alchem.com.pl](http://www.alchem.com.pl)

**TARPTAUTINIS LABORATORIJŲ APTARNAVIMO TINKLAS**

LABO  
PLAY

## ESC serijos esikatoriai

Nauji, patobulinti esikatoriai serijos ESC Laboplay pasižymi moderniu dizainu, kuriuos galima rinktis iš poros dydžių. Šie esikatoriai yra naudojami ne tik apsaugoti jautrius drėgmei mėginius bet ir mėginius jautrius šviesai ir UV spinduliams..



### Techniniai duomenys

- pagaminta iš skaidraus akrilo, kas leidžia matyti mėginius viduje esikatoriaus.
- turi specialų užraktą, kuris pritraukia duris ir žymiai padidina sandarumą.
- tikslus Termo-higrometras, kurio rodmenis galima matyti ekranėlyje.
- reguliuojamo aukščio kojėlės, leidžia pritaikyti prie nelygaus paviršiaus
- su 3 arba 4 kilnojamojo akrilo lentynomis su skylutėmis oro cirkuliacijai kameroje.

### Komplektacija

- Termo-higrometras
- lentynos, pagaminti iš skaidraus akrilo - E 20SC - 3 vnt., E 50SC modelis – 4vnt.
- Vonelė iš higroskopiškos medžiagos
- silicio gelio džiovavimo indikatorius 0.5KG

**ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.**

**Pabaltijo Šalių Regionas**

Vilnius, Lietuva

**ISO 9001:2008**

**[vilnius@alchem.com.pl](mailto:vilnius@alchem.com.pl)**

tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555

| Modelis | Išoriniai matmenys P x G x A<br>[mm] | Vidiniai matmenys P x G x A<br>[mm] | Talpa<br>L | Svoris<br>[kg] |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| E 20SC  | 264x294x385                          | 250x250x350                         | 21.9       | 5.1            |
| E 50SC  | 334x364x535                          | 320x320x500                         | 51.2       | 9.1            |

**Papildoma įranga:**

- Nerūdijančio plieno lentynos
- Slėginis užraktas su raktu



- *Vandens vonelės*
- *Vandens vonelės su purtymu*
- *Vandens vonelės plazmai*
- *Vandens vonelės aliejui*
- *Vandens vonelė butirometrams*
- *Laboratoriniai džiovintuvai*
- *Termostatai*
- *Cirkulatoriai*
- *Esikatoriai*
- *Ultratermostatai*

**Alchem Grupa Sp. z o.o.**

**Pabaltijo Šalių Regionas**

**Vilnius, Lietuva**

**e-mail: [vilnius@alchem.com.pl](mailto:vilnius@alchem.com.pl)**

**tel.: +370 614 07037**

**fax: +370 5 2713100**

**ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.**

**Pabaltijo Šalių Regionas**

Vilnius, Lietuva

**ISO 9001:2008**

**[vilnius@alchem.com.pl](mailto:vilnius@alchem.com.pl)**

tel./fax +370 5 2713100, tel. mob. +370 640 79555